



AVVERTENZA: questo software non fornisce consigli medici e non si può fare affidamento su di esso per tale scopo. Non apportare modifiche significative al proprio programma di trattamento senza consultarsi con il proprio medico.

Dexcom Studio è un software accessorio di facile utilizzo, che consente di trasferire a un personal computer (PC) i dati glicemici memorizzati nel sistema di monitoraggio continuo della glicemia Dexcom. Dexcom Studio consente a più utilizzatori del sistema Dexcom di trasferire i loro dati glicemici su un unico PC.

Dexcom Studio

www.dexcom.com



In caso di domande, consultare il file della guida
di Dexcom Studio all'indirizzo:

dexcom.com



DexCom, Inc.
6340 Sequence Drive, San Diego, CA 92121 USA
+1.858.200.0200
www.dexcom.com
Fuori dagli USA: rivolgersi al distributore di zona



MediTech Strategic Consultants B.V.
Maastrichterlaan 127-129
NL - 6291 EN Vaals
Tel.: +31,43.306,3320
Fax: +31,43.306,3338

Dexcom, Dexcom Studio, Live Uninterrupted e The Glucose Sensor Company sono marchi depositati o marchi di fabbrica di Dexcom, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Ogni altro prodotto o ragione sociale che venga in caso menzionato/a nella presente pubblicazione è nome commerciale, marchio di fabbrica o marchio depositato del rispettivo proprietario.

Live Uninterrupted



Dexcom Studio

Requisiti minimi di sistema

Consultare il file della guida di Dexcom Studio all'indirizzo www.dexcom.com per i requisiti completi del sistema:

- Risoluzione minima del display: 1024 x 768. Può rendersi necessaria una risoluzione più elevata in caso l'utente attivi opzioni del software che la richiedano, come per esempio caratteri di grandi dimensioni.
- Per una corretta visualizzazione dell'interfaccia utente il software richiede colori a 32 bit
- Processore Pentium da 1 GHz o equivalente
- 300 MB di RAM disponibile
- 50 MB di spazio libero su hard disk per un singolo paziente
- Mouse
- Porta USB 2.0 per collegare il ricevitore e scaricare i dati
- Lettore CD-ROM (se il software verrà installato dal CD). Il software può essere installato anche scaricandolo da Internet.
- Microsoft® .NET Framework 4.0. Se l'utente non ha ancora installato sul proprio PC Microsoft® .NET Framework 4.0, una copia è disponibile come parte dell'installazione del software. Prima di installare Microsoft® .NET Framework 4.0 è necessario:
 - disporre di Windows Installer 3.1 o versione successiva
 - avere 850 MB di spazio disponibile sull'hard disk (2 GB sui sistemi operativi a 64 bit)
 - installare la versione più recente dei Service Pack (SP) e gli aggiornamenti critici per il proprio sistema operativo. Ciò comprende l'aggiornamento KB959209 (che riguarda questioni di compatibilità tra applicazioni) e l'aggiornamento KB967190 (che concerne un problema di associazione di file di documento XPS se si stanno usando i sistemi a 64 bit Windows Vista® o Windows Server 2008).

Per installare ed eseguire il software, Dexcom Studio richiede che l'utente sia in possesso dei seguenti diritti d'accesso:

- Diritti di amministratore per installare il driver software USB/COM Dexcom (ricevitore Dexcom)

NOTA: in caso di problemi di compatibilità con i sistemi Mac, Dexcom non è in grado di fornire assistenza tecnica.

Istruzioni di base per l'installazione

1. Caricare il CD di Dexcom Studio sul PC oppure scaricare Dexcom Studio dal sito web Dexcom all'indirizzo www.dexcom.com. Fare clic sul pulsante "Download Now" (Scarica adesso).
2. Dovrebbe comparire una finestra di dialogo con le indicazioni da seguire.
3. A meno che non sia stato salvato in un altro percorso, Dexcom Studio si trova sul menu Start, sotto All Programs\Dexcom\Dexcom Studio (Tutti i programmi\Dexcom\Dexcom Studio).

Se la casella di dialogo non compare e si sta usando un CD di Dexcom Studio, seguire queste indicazioni:

1. Caricare il CD di Dexcom Studio nel PC.
2. Aprire "My Computer" (Il mio computer) dal desktop del PC.
3. Fare doppio clic sull'unità del CD.
4. Dovrebbe comparire una finestra di dialogo con le indicazioni da seguire.
5. A meno che non sia stato salvato in un altro percorso, Dexcom Studio si trova sul menu Start, sotto All Programs\Dexcom\Dexcom Studio (Tutti i programmi\Dexcom\Dexcom Studio).

Se il computer in dotazione non dispone di unità CD-ROM, è possibile scaricare il software dalla pagina Products (Prodotti) del sito Internet di Dexcom all'indirizzo <http://www.dexcom.com>. È possibile avviare il programma di installazione (setup.exe) dal sito Internet oppure salvare il programma sul PC e avviarlo in un secondo momento, a patto che sia ancora attiva la connessione Internet.